

SCB1530112 - Schiller Fred Easy Trainer



Beschrijving

De FRED easy Trainer is een trainingsapparaat dat is ontworpen om AED-gebruikers te laten zien hoe ze op realistische wijze levens kunnen redden.

- Configureerbaar in halfautomatische of automatische modus
- Voeding: mobiele batterijen of oplaadbare batterijen
- Metronoom
- Dezelfde werking als echte apparaten, geeft instructies en gesproken aanwijzingen weer
- 9 vooraf vastgestelde scenario's
- Infrarood afstandsbediening, zodat de instructeur een scenario kan kiezen en besturen
- Trainingselektroden, geschikt voor elke oefenpop
- Herbruikbare kabel

Specificaties

Merk	Schiller
sku	SCB1530112
Type verpakking	Stuk