

## 1532419 - Handschoenen Soft Nitrile - niet-steriel - blauw - XL - 1 x 180 st



### Beschrijving

Texa Soft Nitrile is een professionele onderzoekshandschoenen met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Geschikt voor niet-steriele medische toepassingen. Ideaal voor gebruikers met latexallergie. Poedervrij. Beschikbaar in lichtblauw of wit in de maten S, M, L en XL.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Texa
<b>Gepoederd</b>	Nee
<b>Manchetlengte</b>	24 cm
<b>Normeringen</b>	EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009 EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020 ASTM F1671 & ISO 16604
<b>Poederresidu</b>	? 2,0 mg/conform EN 455-3
<b>sku</b>	1532419
<b>Dikte handpalm</b>	0,08 mm
<b>Dikte manchet</b>	0,07 mm
<b>Dikte vinger</b>	0,10 mm
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Kracht tot breekpunt na veroudering</b>	6N
<b>Kracht tot breekpunt voor veroudering</b>	6N
<b>Kwaliteitsniveau</b>	AQL 1.5
<b>Maat</b>	XL
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Type verpakking</b>	Doos
<b>breedte handpalm</b>	120 mm > 240 mm