

1603547 - Maimed® MT deppers - niet-steriel - 1 x 500 st



Beschrijving

Maimed® MT deppers zijn niet-steriele gebruiksklare gedraaide gaasdoekjes. Deze worden gebruikt voor uitwendige wondverzorging, wondreiniging, bloedopname en secretieopname en voor huiddesinfectie bij poliklinische patiënten en op de afdeling. De Maimed® MT deppers kunnen worden gesteriliseerd. De deppers zitten in een verpakking van 20 x 20 cm.

Specificaties

Merk	Maimed
sku	1603547
Steriel	Nee
Lagen	20-laags
Type verpakking	Zak
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I