

1622017 - ECG elektroden - long term - solid - baby/pediatric- 36x42 mm - 40x50 st



Beschrijving

De ronde vorm van de ECG-elektroden zorgt voor een groter contactoppervlak met de huid waardoor de kwaliteit en de nauwkeurigheid van het ECG-signaal verbetert en het comfort van de patiënt verhoogt.

Het polyethyleen schuim wordt gekenmerkt door zijn lichtheid, elasticiteit, duurzaamheid en zijn waterafstotende eigenschap. Het schuim is gecoat met een acrylaatlijm voor een goede hechting.

Specificaties

Merk	Sorimex
sku	1622017
Normeringen	ISO 13485:2016-04
Radio opaque	Ja
Basismateriaal	Polyethyleenschuim
Doelgroep	Baby
Maat	36 x 42 mm
Materiaal drukknop aansluiting	Inox
Shelflife	3 jaar
Toepassing	Long-term monitoring
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I