

1601072 - Schiller Fred Easy Semi-Automatisch Franstalig



Beschrijving

De semi-automatische externe defibrillator FRED Easy maakt reanimatie nog eenvoudiger en doeltreffender. Het is het perfecte apparaat voor professionals in de gezondheidszorg en het grote publiek (PAD).

FRED Easy is verkrijgbaar in de volgende versies:

- Volautomatische modus: bevestig elektroden op de patiënt, zet het apparaat aan en laat het apparaat analyseren en de schok toedienen indien nodig.
- Semi-automatische modus: bevestig de elektroden op de patiënt, zet het apparaat aan en volg de instructies, druk op de schokknop als het apparaat dat aanbeveelt.
- Handmatige override: artsen kunnen de AED-modus uitschakelen en beslissen of ze willen defibrilleren of niet.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1601072
Gewicht	3 kg
Type verpakking	Stuk