

1518866 - Wegwerp hysterometers - plooibaar - 3,3 mm x 29 cm - 25 st



Beschrijving

De hysteroscope is een medisch apparaat dat door gynaecologen wordt gebruikt om de diepte van de baarmoeder te meten. De hysteroscope bestaat uit een flexibel deel van polyethyleen, dat om de centimeter gemarkeerd is, gemonteerd op een handvat van polystyreen. Doos van 25 eenheden in individuele steriele verpakking voor eenmalig gebruik.

Specificaties

Merk	Gyneas
Product afmetingen	L 29 cm
sku	1518866
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Maat	3,3 mm
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is