


1560003 - LYS-5631 zuigset - 1 x 10 st



Beschrijving

Deze Link Yankauer sets zijn vooraf aangesloten op een Pennine zuigaansluiting van 3 meter, LY-3601 Midi VC inbegrepen. Voor algemene chirurgische afzuiging. Steriel dubbel verpakt in individuele peel pouches.

Specificaties

Merk	Pennine
Product afmetingen	L 300 cm
Steriel	Ja
sku	1560003
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa