

1541377 - OtoClear oorirrigatietips - 40 st



Beschrijving

OtoClear®-oorirrigatietips helpen gezondheidswerkers om veilige en comfortabele oorirrigatie te bieden. Traditionele oorspoeling spuit water rechtstreeks in de gehoorgang, wat pijnlijk, gevaarlijk en rommelig kan zijn. OtoClear® Ear Irrigation Tips, met Gentle Touch Design, leiden het water met drie divergerende stromen naar de gehoorgang, in plaats van direct naar het trommelvlies.

Specificaties

Merk	Bionix
sku	1541377
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I