

## 1003159 - Texa elastische fixatiewindels - cello - 10 cm x 4 m - 1 x 20 st



### Beschrijving

De Texa® fixatiewindels zijn witte niet-steriele elastische windels voor eenmalig gebruik geschikt voor de fixatie van verbanden op ledematen en gewrichten. Ze zijn vervaardigd uit 41% katoen en 59% polyamide en zijn rekbaar tot 120%. Beschikbaar in diverse afmetingen en verkrijgbaar in vrac (zonder cellofaan) of individueel verpakt in cellofaan. 20 windels per verpakking.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Texa
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Zelfklevend</b>	Nee
<b>sku</b>	1003159
<b>Aantal per verpakking</b>	Cello
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	10 cm x 4 m
<b>Type verpakking</b>	Doos
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I