

1518881 - Endobiopsie - mini model CH6 - 1 x 25 st



Beschrijving

Gynebiops endometriale biopsie sonde, steriel voor eenmalig gebruik. Ook wel Cornier's Pipelle genoemd. Voor het nemen van microstalen van endometriumcellen. **Gyneas** Gynebiops mini wordt gebruikt voor histologische afname van het endometrium bij patiënten met een nauwe baarmoederhals of baarmoederhalskanaal. Het wordt aanbevolen voor postmenopauzale patiënten.

De Gynebiops helpt bij de diagnose van:

- endometriumkanker
- hyperplasie
- poliepen
- luteale insufficiëntie

Specificaties

Merk	Gyneas
Steriel	Ja
sku	1518881
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Maat	2 mm
Type verpakking	Doos
Wasbaar/Wegwerp	Wegwerp
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is