

1000140 - Absorberende kompressen - niet steriel - 10 x 30 cm - 1 x 25 st



Beschrijving

Bastos Viegas niet-steriel absorberend kompres met hoog absorptievermogen voor matig tot ernstige bloedingen en chronische wonden met matige tot hoge exsudatie. Secundair verband voor sterk exsuderende wonden.

Het verband bestaat uit diverse materialen:

- Wondzijde laag: wit polypropyleen met zeer lage hechting.
- Buitenlaag: blauw SMS polypropyleen met hydrofobe eigenschappen.
- Binnenlaag samengesteld uit cellulosepulp
- Middelste lagen met spreideigenschappen samengesteld door tissuepapier

Specificaties

Merk	Bastos Viegas
Steriel	Nee
sku	1000140
Aantal per verpakking	1 x 25 st
Lagen	4-laags
Maat	10 x 30 cm
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I