

1009657 - Mepilex lite - 10 x 10 cm - 1 x 5 st



Beschrijving

Mepilex® Lite schuimverband is ontwikkeld voor de behandeling van licht exsuderende acute en chronische wonden. Het dunne profiel is zacht en soepel, zodat u moeilijk te verbinden gedeelten van het lichaam gemakkelijker kunt bedekken. En u kunt het gemakkelijk op maat knippen.

Het is aangetoond dat Mepilex Lite verbanden de kwetsbare huid beschermen tegen externe krachten, zoals wrijving en druk als gevolg van veelvuldig gebruik van medische hulpmiddelen.

Het ontwerp omvat Safetac® de originele pijnvrije contactlaag met silicone hechtmiddel. Het is zo ontworpen, dat het zich soepel naar de huid vormt, zonder aan de vochtige wond te kleven. U kunt het gemakkelijk verwijderen zonder de huid te beschadigen. Dat betekent minder pijn voor uw patiënten. Het sluit de wondranden af, om de huid te beschermen tegen beschadiging door lekkage en maceratie. Het is klinisch bewezen dat Mepilex Lite de huidreacties op radiotherapie aanzienlijk vermindert.

Specificaties

Merk	Mölnlycke
Steriel	Ja
sku	1009657
Maat	10 x 10 cm
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb