

1550156 - Schiller BR-102 PLUS PWA



Beschrijving

POLSGOLFANALYSE (PWA) EN BLOEDDRUKMETING IN ÉÉN

SCHILLER presenteert de eerste combinatie van de niet-invasieve en nauwkeurige auscultatorische meetmethode en de betrouwbare oscillometrische methode, die een 24-uursprofiel oplevert van arteriële stijfheidsparameters zoals de snelheid van de polsgolven en de centrale en perifere bloeddruk.

Afhankelijk van de arteriële status van de patiënt is het mogelijk het risico op hart- en vaatziekten in te schatten en zo ernstige schade aan de doelorganen te voorkomen. Het apparaat werkt zelfstandig en is perfect geïntegreerd in de praktijk van de ambulante bloeddrukmeting. Er is geen speciale opleiding nodig om de OSA uit te voeren.

Het SCHILLER-algoritme is volledig gevalideerd in verschillende studies, waaronder een vergelijking met de referentiemethode (invasieve bloeddrukmeting), en wordt aanbevolen door de European Society of Hypertension (ESH / ESC).

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1550156
EKG categorie	ECG diversen
Type bloeddrukmeter	Ambulante 24 uur bloeddrukmeters
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa