

1561295 - Texa® non-woven kompressen - niet steriel - 7,5 x 7,5 cm - 10 x 100 st



Beschrijving

De **Texa®** non-woven kompressen zijn zachte en soepele wondvriendelijke kompressen, met weinig neiging tot inkleven. Ze zijn ideaal voor het afdekken van wonden en het opnemen van wondvocht. Deze non-woven kompressen zijn niet rafelend en bestaan uit een zachte en huidvriendelijke vliesstof. Ze zijn ademend, sterk absorberend en kunnen veelzijdig worden ingezet. De kompressen bestaan uit 4 lagen.

Specificaties

Merk	Texa
Steriel	Nee
sku	1561295
Aantal per verpakking	10 x 100 st
Lagen	4-laags
Maat	7,5 x 7,5 cm
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I