

1001226 - Kocher - wegwerp - niet steriel - blauw - 1 x 50 st



Beschrijving

De Kocher wegwerp klem van **Bastos Viegas** kan gebruikt worden voor het vasthouden van kompressen en deppers tijdens een behandeling, zoals wondverzorging, mondverzorging of voor het ontsmetten van de huid. De wegwerp klem is gesteriliseerd worden met ethyleenoxide.

Specificaties

Merk	Bastos Viegas
Steriel	Nee
Tanden	Ja
sku	1001226
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp niet-steriel
Maat	13 cm
Type klem	Kocher
Type verpakking	Doos
Vorm instrumenten	n/a
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa