

1576823 - OP-G7+ Gynaecologische stoel voetsteun



Beschrijving

De OP-G7+ onderzoeksstoel is ontworpen om te voldoen aan alle behoeften van de specialist. Deze veelzijdigheid is te danken aan de grote bewegingscapaciteit dankzij de vier onafhankelijke motoren en het modulaire systeem van accessoires, waardoor de zorgprofessional ze kan combineren volgens de specifieke behoeften van de praktijk.

Vervaardigd met materialen van de hoogste kwaliteit, met volledige aandacht voor de ergonomische behoeften en met behulp van een comfortabel en hygiënisch bekledingssysteem. Zo zorgt OPTOMIC voor de beste ervaring voor arts en patiënt.

Kenmerken

- Minimale hoogte van 48 cm: ontworpen om de toegang voor patiënten zo gemakkelijk mogelijk te maken
- Beensteunbeweging voor patiëntenzorg
- Hefvermogen tot 310 kg
- Inklapbare gemotoriseerde beensteun
- Bekkenbeweging wordt vergemakkelijkt
- In hoogte verstelbaar
- Bediening met de hand- of voetschakelaar
- Optionele armsteunen

Specificaties

Merk	Optomic
Product afmetingen	B 66 cm, L 175 cm
Hoogte	102 cm
Wielen inbegrepen	Nee
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Hefvermogen	310 kg
sku	1576823
Armsteunen	Nee
Hoogteverstelling	Elektrisch
Standaard hoogtebediening	Rondombediening
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I