

1523359 - Tischler standaard tang - 3 mm x 7 mm - 1 st



Beschrijving

Biopsietang gebruikt bij een cervicale biopsie. Met deze medische procedure kunnen de bestanddelen van een verdachte afwijking nauwkeurig worden geanalyseerd om te bepalen of het al dan niet om kanker gaat. Bij een biopsie kan de arts een Tischler-tang gebruiken. Er zijn 3 types, afhankelijk van de grootte van de klemmen:

- Klassieke Tischler tang: afmeting van de klemmen: 3 mm x 7 mm
- Micro Tischler tang: afmeting van de klemmen: 3,5 mm x 1,2 mm
- Tischler minitang: afmeting van de klemmen: 2,3 mm x 4,2 mm

Specificaties

Merk	Gyneas
Product afmetingen	L 20 cm
sku	1523359
Kwaliteit instrumenten	Herbruikbaar
Maat	3 mm x 7 mm
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I