

1622058 - ECG klemelektrode volwassenen - 1 x 4 st



Beschrijving

Optimaliseer uw cardiologische diagnostiek met deze hoogwaardige, herbruikbare klemelektroden. Deze set van vier gecodeerde klemelektroden (clips) is speciaal ontworpen voor een snelle en betrouwbare signaalregistratie op de polsen en enkels van volwassen patiënten. Dankzij de ergonomische vormgeving en een huidvriendelijke, constante veerdruk sluiten de klemmen comfortabel aan zonder af te knellen. De Ag/AgCl-sensoren (zilver/zilverchloride) garanderen een uitstekende geleiding en een storingsvrije, haarscherpe ECG-registratie. Een duurzame en kostenefficiënte keuze voor ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en klinieken.

Specificaties

Merk	Sorimex
sku	1622058
Normeringen	ISO 13485:2016-04
Doelgroep	Volwassenen
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Type verpakking	Set
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I