

1533162 - Sondeersets - 1 x 72 st



Beschrijving

De steriele Texa sondeerset wordt afzonderlijk verpakt en bevat:

- 1 x anatomische pincet 12,8 cm vervaardigd uit polystyreen, groen
- 1 x paar Nitril handschoenen poedervrij
- 1 x 2-laags blauw steriel veld met opening 6 cm, 50 x 70 cm, 39g, polyethyleen 21g/m², papier 18g/m²
- 1 x 2-laags blauw steriel veld 50 x 60 cm, 39g, plastic 21g/m², papier 18g/m²
- 1 x transparante godet 120 ml, in polypropyleen met schaaverdeling
- 5 x gaaskompressen 100%, 17-draads, 8-laags

Specificaties

Merk	Texa
Inhoud steriele sets	Gaaskompres 5 x 5 cm: 1st, pincet: 1st, steriel veld 40 x 45 cm: 1st, steriel splitveld 44 x 75 cm: 1st, paar handschoenen: 1st, plastieke godet: 1st
sku	1533162
Blister	3-delig
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa