


1560038 - CT-4324/VC zuigslang - 200 cm - F/F/M/VC - 1 x 30 st



Beschrijving

Een compleet systeem om afzuigbronnen aan te sluiten op afzuig-afvalverzamelssystemen, afzuigkatheters, yankauers, afzuigsondes en andere afzuigapparaten. Pennine biedt een reeks gemakkelijk aan te sluiten, onderling uitwisselbare producten.

'F' (Vrouwelijke) connector past op afzuigmachines en mannelijke conische aansluitingen voor de instrumenten. De 'M' (Mannelijke) connector wordt in de 'F' connector geschoven en wordt gewoonlijk gebruikt voor aansluiting op de standaard trechter die op afzuigkatheters zit. Kan ook worden gebruikt om langere slangen met elkaar te verbinden.

Soorten:

- F: Vrouwelijk
- F/F: Vrouwelijke/vrouwelijke connectoren
- F/F/M: vrouwelijke/vrouwelijke/ mannelijke connectoren
- F/F/M/VC: Vrouwelijke/vrouwelijke/ mannelijke connectoren met vacuümregeling

Specificaties

Merk	Pennine
Product afmetingen	L 200 cm
Steriel	Nee
sku	1560038
Diameter sonde	Ch 24
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I