

1622018 - ECG elektroden - resting - solid - adult - 30x44 mm - 40x50 st



Beschrijving

Deze elektroden zijn ideaal voor het nemen van rust ECG's. Het polyethyleen schuim wordt gekenmerkt door zijn lichtheid, elasticiteit, duurzaamheid en zijn waterafstotende eigenschap. Het schuim is gecoat met een acrylaatlijm voor een goede hechting.

Specificaties

Merk	Sorimex
sku	1622018
Normeringen	ISO 13485
Radio opaque	Ja
Basismateriaal	Polyethyleenschuim
Doelgroep	Volwassenen
Maat	30 x 44 mm
Materiaal drukknop aansluiting	Inox
Shelflife	3 jaar
Toepassing	Resting tests
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I