

1022816 - Mepore film - 6 x 7 cm - 1 x 10 st



Beschrijving

Mepore® Film is een zelfklevend verband dat ideaal is als secundair fixatieverband om hydrogel of alginaat te bedekken. U kunt het ook gebruiken voor een verscheidenheid aan schone wonden in de granulatiefase.

Mepore® Film is luchtdoorlatend om maceratie van de wonde te voorkomen en is gemakkelijk aan te brengen, zelfs als u handschoenen draagt. Omdat het transparant is, is het gebied rondom de wonde goed zichtbaar.

- Ademend om maceratie te voorkomen en een vochtige wondomgeving in stand te houden.
- Het schutblad is gemakkelijk te verwijderen en is ook aseptisch.
- Oplosmiddelvrije kleefstof op waterbasis zorgt voor zachte fixatie.
- Virale en bacteriële barrière.
- Het verband is soepel en vormt zich goed naar de lichaamscontouren, zodat het lichaam kan bewegen.

Specificaties

Merk	Mölnlycke
sku	1022816
Steriel	Ja
Kompres	Nee
Geperforeerd	Nee
Aantal per verpakking	1 x 10 st
Kleur	Transparant
Maat	6 x 7 cm
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa