

1518882 - Endobiopsie - gebogen model CH6 - 1 x 25 st



Beschrijving

Gynebiops endometriale biopsie sonde, steriel voor eenmalig gebruik. Ook wel Cornier's Pipelle genoemd. Voor het nemen van microstalen van endometriumcellen. Gynebiops met gebogen uiteinde helpt om de cervicale doorgang te vergemakkelijken.

Gynebiops helpt bij de diagnose van:

- endometriumkanker
- hyperplasie
- poliepen
- luteale insufficiëntie

Specificaties

Merk	Gyneas
Steriel	Ja
sku	1518882
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Maat	2 mm
Type verpakking	Doos
Wasbaar/Wegwerp	Wegwerp
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is