

1571814 - Curette - flexibel - 9 mm - 1 x 20 st



Beschrijving

Curette met 2 openingen (één aan elke kant) om endo-uteriene afzuiging mogelijk te maken. De canule wordt ingebracht in een conische punt.

Specificaties

Merk	Gyneas
Steriel	Ja
sku	1571814
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Maat	9 mm
Type verpakking	Doos
Wasbaar/Wegwerp	Wegwerp
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa