

1622021 - ECG elektroden - holter - solid - adult - 50 mm - 50x50 st



Beschrijving

De ronde vorm van de ECG-elektroden zorgt voor een groter contactoppervlak met de huid waardoor de kwaliteit en de nauwkeurigheid van het ECG-signaal verbetert en het comfort van de patiënt verhoogt.

Dankzij de geperforeerde non-wovenlaag kan de huid vrij ademen tijdens het hele onderzoeksduur. Wordt voornamelijk gebruikt bij patiënten die héél actief zijn, last hebben van overmatig zweten of obesen.

Specificaties

Merk	Sorimex
sku	1622021
Normeringen	ISO 13485:2016-04
Radio opaque	Ja
Basismateriaal	Geperforeerde niet-geweven stof
Doelgroep	Volwassenen
Maat	50 mm
Materiaal drukknop aansluiting	Inox
Shelflife	3 jaar
Toepassing	Holter
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I