

## 1571812 - Curette - flexibel - 7 mm - 1 x 20 st



### Beschrijving

Curette met 2 openingen (één aan elke kant) om endo-uteriene afzuiging mogelijk te maken. De canule wordt ingebracht in een conische punt.

### Specificaties

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                   | Gyneas                       |
| <b>Steriel</b>                | Ja                           |
| <b>sku</b>                    | 1571812                      |
| <b>Kwaliteit instrumenten</b> | Wegwerp steriel              |
| <b>Maat</b>                   | 7 mm                         |
| <b>Type verpakking</b>        | Doos                         |
| <b>Wasbaar/Wegwerp</b>        | Wegwerp                      |
| <b>Europese Regelgeving</b>   | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |