

1106936 - Onderzoekstafel Duolys - elektrisch - hielsteunen - 1 st



Beschrijving

De **Duolys 3-delige elektrische onderzoekstafel** is een **hoogwaardige oplossing voor zorgprofessionals** die op zoek zijn naar een **veelzijdige, ergonomische en betrouwbare onderzoekstafel**. Dankzij de **elektrische hoogteverstelling van 56 tot 96 cm** en de **geïntegreerde hielsteunen** is deze tafel perfect geschikt voor uiteenlopende medische onderzoeken, waaronder gynaecologische toepassingen.

De **Duolys onderzoekstafel** biedt **vijf comfortabele posities**: hoge stand, ligpositie, gynaecologische stand, Trendelenburg en anti-Trendelenburg. De **rugleuning is eenvoudig verstelbaar via een dubbele gasveer**, en de **bekleding is brandwerend en waterdicht**, wat zorgt voor een hygiënische en veilige werkomgeving.

Deze **elektrische behandelbank** is compatibel met een **patiëntenlift**, waardoor ook minder mobiele patiënten veilig en comfortabel geholpen kunnen worden.

? **Garantie: 5 jaar (exclusief bekleding)** – een bewijs van professionele kwaliteit en duurzaamheid.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 73 cm, L 200.5 cm
Hoogte	56-96 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Normeringen	ISO 13485:2016
Hefvermogen	200 kg
sku	1106936
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I