

1516671 - Onderzoekstafel Elansa - gynaeco - elektrisch - Goeppel kniesteunen - 1 st



Beschrijving

Elana elektrische onderzoekstafel voor gynaecologische toepassing met Goeppel kniesteunen en elektrische motor. Kan in 3 standen gezet worden voor algemeen onderzoek, gynaecologie en een noodpositie. Biedt alle comfort aan gebruiker en zorgverlener door verstelbare rugleuning, bilaterale bevestiging voor colposcoop, voetbediening en een gecombineerde beweging van hoogte en rugleuning. De stoel is verstelbaar in de hoogte van 46 cm tot 106 cm, met een 11e noodpositie. Met een naadloze, anatomische bekleding, stalen structuur met ABS coating, een geïntegreerde papierrolhouder, een waterdicht kussen, glijdende en verwijderbare ABS-lade op rails en zwenkwielen met rem.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 60 cm, L 125.7 cm
Hoogte	46-106 cm
Wielen inbegrepen	Nee
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Normeringen	ISO 13485
sku	1516671
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Max. gewicht volwassene	170 kg
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I