

1533159 - Texa® verbandset 7 - steriel - 1 x 50 st



Beschrijving

Texa verbandset 7 wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 1 x pincet groen 12,8 cm uit kunststof
- 1 x steriel veld - 2 laags, 38 x 45cm, 39g/m² (polyethyleen 18g/m² + zijdepapier 21g/m²)
- 5 x gaasdeppers 17-draads, 30 mm diameter vervaardigd uit 100% katoen

Specificaties

Merk	Texa
Inhoud steriele sets	Gaasdepper 20 mm: 5st, pincet: 1st, steriel veld 38 x 46 cm: 1st
sku	1533159
Blister	3-delig
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is