

## 1013548 - Sterilisatie papier - blauw - 50 x 50 cm - 500 st



### Beschrijving

Bastos Viegas sterilisatie papier van medische kwaliteit met 60g/m<sup>2</sup>. Het papier is niet steriel maar kan gesteriliseerd worden met stoom, ethyleenoxide of bestraling.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Bastos Viegas
<b>Product afmetingen</b>	B 50 cm, H 50 cm
<b>Normeringen</b>	EN ISO 116071;EN 8682
<b>sku</b>	1013548
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Type verpakking</b>	Doos
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I