

**1532944 - Bloedafnamestoel - elektrisch hoogteverstelbaar -
rugleuning en beensteun autonoom verstelbaar - 2 verstelbare
armsteunen - papierrolhouder - 1 st**



Beschrijving

Promotal bloedafnamestoel elektrisch met rugleuning en verstelbaar beensteun bieden alle comfort voor zorgvragers en patiënten tijdens bloedafnames. De stoel past zich flexibel aan naargelang een gynaecologisch onderzoek, bloedafname en kan vlot in een gevraagde positie gezet worden.

De mogelijkheid om de stoel om te vormen tot een onderzoeksbank, Door het uitlijnen van het voetkussen, de zitting en de rugleuning, stelt u in staat een algemeen onderzoek uit te voeren of de patiënt te laten rusten. Deze stoel heeft een papierrolhouder aan de voetzijde en 2 armleuningen. Het materiaal bestaat uit een bekleding van polyester epoxy dat 80 mm dik is en brandvertragend is.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 50 cm, L 160.8 cm
Hoogte	59-93 cm
Wielen inbegrepen	Nee
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Normeringen	ISO 13485:2016
sku	1532944
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I