

**1540161 - Onderstel Quest - wielhefsysteem - elektrisch
hoogteverstelbaar - trendelenburg verstelling - rugleuning
elektrisch hoogteverstelbaar verstelbaar - papierrolhouder - zonder
bekleding - 1 st**



Beschrijving

Quest 2-delige elektrische onderzoekstafel is de standaard voor hoogte verstelbare banken dat flexibiliteit toont voor de combinatie met voet -en handbediening. Heeft een zeer stabiele H-basis met robuuste hijsarmen, anti-Trendelenburg en zonder bekleding. Met optie Block 'n Roll geïntegreerde semi-centraal inkalpbare wielen, met elektrische rugleuning. Vervaardigd uit een metalen frame met epoxy afwerking.

Specificaties

Merk	Promotal
Hoogte	46-93 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Hefvermogen	200 kg
sku	1540161
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I