

1105454 - Onderzoekstafel Duolys - elektrisch - kniesteunen - 1 st



Beschrijving

De **Duolys 3-delige elektrische onderzoekstafel** is de meest veelzijdige en functionele behandelbank in zijn categorie. Met een **elektrische hoogteverstelling van 56 tot 96 cm** en geïntegreerde **hielsteunen** biedt deze onderzoekstafel maximale flexibiliteit voor diverse medische toepassingen.

Dankzij **vijf instelbare posities** – waaronder hoge stand, ligpositie, gynaecologische stand, Trendelenburg en anti-Trendelenburg – garandeert de Duolys optimaal comfort voor zowel patiënt als zorgverlener. De buitenste rugleuning is gemakkelijk verstelbaar via een **dubbele gasveer** en voorzien van een **brandwerende en waterdichte bekleding**, wat zorgt voor een veilige en hygiënische werkomgeving.

De tafel is bovendien **compatibel met patiëntenliften** en uitgerust met het innovatieve **Block 'n Roll-systeem** voor eenvoudige verplaatsing en stabiele positionering.

Garantie: 5 jaar (exclusief bekleding) – een garantie voor duurzame kwaliteit en betrouwbaarheid.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 73 cm, L 200.5 cm
Hoogte	56-96 cm
Hoogteverstelbaar	Ja
Wielen inbegrepen	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Normeringen	ISO 13485
sku	1105454
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I