

1518923 - Bescherming voor ultrasound sonde - niet steriel - zonder glijmiddel - 1 x 144 st



Beschrijving

De Gyneas sondebescherming is niet gesmeerd, niet-steriel en geschikt voor eenmalig gebruik. De sondebescherming voorkomt kruisbesmetting. Het beschermt de arts en de patiënt tegen infectierisico's.

De Gyneas-sondebeschermers zijn gemaakt van zuivere latex, zijn zeer elastisch en resistent en maken het gebruik van verschillende sondematen mogelijk. Hun latex samenstelling maakt gebruik in optimale comfortomstandigheden mogelijk.

De sondebeschermers worden gebruikt voor uw medische beeldvormingsonderzoeken zoals echografie of doppler. Met de Gyneas-sondebescherming kunt u een optimale beeldkwaliteit behouden en tegelijkertijd het materiaal beschermen.

De sondebescherming maakt het mogelijk, mits de aanbevelingen van de HCSP (Hoge Raad voor de Volksgezondheid) worden nageleefd, om:

- Het risico van overdracht van infectieuze agentia te voorkomen
- De niet-autoclaveerbare warmtegevoelige elementen van de sondes te beschermen
- De levensduur van de sondes te verlengen door de verandering van het materiaal door herhaalde desinfectie tot een minimum te beperken

Voordelen van het product:

- Duurzaam
- Elastisch
- Hoge kwaliteit
- Comfortabel voor de patiënt

Technische kenmerken:

- Niet-gesmeerde sondebeschermers
- Niet-steriel, voor eenmalig gebruik
- Ideaal voor echo- en dopplersonderzoeken
- Verpakking: doosje met 144 vaginale sondekapsjes
- Afmetingen (zonder verlenging): lengte 195 mm, diameter 33 mm
- Samenstelling: natuurlatex

Specificaties

Merk	Gyneas
Latex vrij	Nee
sku	1518923
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I