

1603706 - Mepilex® Ag - 12,5 cm x 12,5 cm - steriel - 5 st



Beschrijving

Mepilex® Ag is een veelzijdig zacht en comfortabel antimicrobieel schuimverband voor licht tot matig exsuderende wonden en brandwonden.

Het schuimverband kleeft lichtjes aan de huid met **Mölnlycke** Safetac® de originele pijnvrije contactlaag met silicone adhesie.

De pad van polyurethaanschuim absorbeert wondvocht en vormt zich goed naar het lichaam en kan gebruikt worden tot 7 dagen.

Specificaties

Merk	Mölnlycke
Steriel	Ja
sku	1603706
Maat	12,5 x 12,5 cm
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse III