

1541379 - Schiller Ergometer 910 plus G2



Beschrijving

Deze ERG 910S Economy Plus Ergometer Fiets is een economische en eenvoudig te gebruiken fiets van hoge kwaliteit. De ergometer biedt echt geavanceerde functies zoals een groot LCD-scherm, onderhoudsvrije aandrijving en naadloze integratie met Schiller Stress Tests.

De ERG 910 S Plus biedt handmatige belastingcontrole in stappen van 5 of 25 watt met een toerentalbereik tussen 30 en 130 omwentelingen per minuut. De tests van de ergometer kunnen worden geconfigureerd voor een duur van 1 tot 99 minuten, en met 5 vrij programmeerbare ergometrieprogramma's kunnen klinici de oefening afstemmen op de capaciteiten van de patiënt en de diagnostische vereisten. De ERG 910 S Plus biedt een belastingsbereik tussen 20 en 400 watt.

De handergometer is bijna geruisloos dankzij de computergestuurde remmen met permanente koppelmetering. De ERG9 10 S Plus regelt automatisch het koppel op basis van het gewicht, wat de nauwkeurigheid op lange termijn vergroot. Schiller Ergometers maken gebruik van onderhoudsvrije aandrijvingen met v-snaren in plaats van kettingen, en bevat een RS-232 poort voor connectiviteit.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1541379
Type verpakking	Stuk