

## 1016620 - Absorberende kompressen - steriel - 10 x 10 cm - 1 x 60 st



### Beschrijving

**Bastos Viegas** steriel kompres verband met hoog absorptievermogen voor matig tot ernstige bloedingen en chronische wonden met matige tot hoge exsudatie. Secundair verband voor sterk exsuderende wonden.

Het verband bestaat uit diverse materialen:

- Wondzijde laag: wit polypropyleen met zeer lage hechting.
- Buitenlaag: blauw SMS polypropyleen met hydrofobe eigenschappen.
- Binnenlaag samengesteld uit cellulosepulp
- Middelste lagen van tissuepapier

## Specificaties

<b>Merk</b>	Bastos Viegas
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1016620
<b>Aantal per verpakking</b>	1 x 60 st
<b>Lagen</b>	5-laags
<b>Maat</b>	10 x 10 cm
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Type verpakking</b>	Doos
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is