

## 1019755 - Jersey kous voor arm/been - 7 cm x 25 m - 1 st



### Beschrijving

**Bastos Viegas** naadloze jersey kous die geschikt is de dijen, armen of benen te ondersteunen. Het beschermt het voornamelijk op traumatologie, dermatologie en orthopedagogie. De kous is rekbaar in de breedte, heeft een gewicht van 400g/m<sup>2</sup>.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Bastos Viegas
<b>Steriel</b>	Nee
<b>sku</b>	1019755
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	7 cm x 25 m
<b>Type verpakking</b>	Stuk
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I