

1518860 - Spiraalverwijderaar - 260 mm - steriel - 1 x 20 st



Beschrijving

De spiraalhaak wordt in de gynaecologie gebruikt bij het inbrengen van een spiraaltje. Het wordt gebruikt om de draden van het spiraaltje vast te haken wanneer deze niet langer zichtbaar zijn en in de baarmoederhals zijn terechtgekomen. Deze spiraalhaakjes van **Gyneas** zijn steriel verpakt en alleen voor eenmalig gebruik.

Specificaties

Merk	Gyneas
Product afmetingen	L 26 cm
Steriel	Ja
sku	1518860
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is