

1575549 - Cubic Pessarium T10 - 74 mm - 1 st



Beschrijving

Indicatie en principe

Het **Gyneas** Cubic Pessarium is effectief bij de behandeling van verzakking van de vaginale wand of baarmoederwand. Er wordt een negatieve druk veroorzaakt door het zuigende effect.

Gebruiksgemak

De gebruiker kan het pessarium 's ochtends plaatsen en 's avonds zelfstandig verwijderen. Dit pessarium wordt ook gebruikt ter ondersteuning van het perineum tijdens langdurige lichaamsbeweging of sport.

Dit pessarium is er in verschillende maten. Het is flexibel, comfortabel en gemakkelijk te gebruiken, waardoor de patiënt of gebruiker autonoom blijft. Gefabriceerd in "medical grade" siliconen, dus volledig veilig bij correct gebruik.

Specificaties

Merk	Gyneas
Steriel	Nee
sku	1575549
Maat	74 mm
Type verpakking	Stuk
Wasbaar/Wegwerp	Wasbaar
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa