

1610568 - QualiBelly Advanced - postoperatief abdominaal steunverband - hoogte 40 cm - 4XL



Beschrijving

De **QualiBelly Advanced** is een unieke, gepatenteerde **compressieband voor abdominale chirurgie**, ontworpen om ongeëvenaard comfort, bescherming en functionaliteit te bieden aan zowel patiënten als zorgverleners.

Deze innovatieve **tri-band buikbandage** bevordert een vlot herstel, helpt patiënten eerder uit bed en laat hen rechtop lopen zonder spanning op de wond uit te oefenen.

Een goede stabilisatie van de buikwand is cruciaal na een operatie om complicaties zoals wonddehiscentie, infectie en hernia te voorkomen. Tegelijk is hoesten noodzakelijk om slijmophoping en atelectase na narcose te voorkomen, wat echter leidt tot een piek in intra-abdominale druk en daardoor pijn en spanningen veroorzaakt op de incisie.

QualiBelly Advanced biedt de noodzakelijke ondersteuning in deze kritieke herstelfase – sterker dan wat de patiënt met de handen zelf kan doen – en verhoogt comfort, veiligheid en mobiliteit.

Technische kenmerken:

- **Tri-band ontwerp:** 3 overlappende elastische banden met afzonderlijke klittenbandsluitingen
- **Proprietary stikmethode:** Zorgt voor openingen tussen de banden voor **drainageslangen, stoma's of apparaten**
- **Afzonderlijk te openen banden:** Maakt wondinspectie mogelijk zonder alle ondersteuning te verliezen
- **Beschikbare in 2 hoogtes:** 27 & 40 cm

10 Redenen om te kiezen voor QualiBelly Advanced:

1. Verlaagt infectierisico

Geen noodzaak meer om openingen in de stof te snijden – apparaten en drains worden efficiënt omhuld.

2. Tijdbesparend voor zorgpersoneel

Geen scharen of mesjes nodig om door het materiaal te snijden – voorkomt verspilling en bespaart tijd.

3. Minder pijn bij wondzorg

Eén of twee banden kunnen worden geopend terwijl de rest van de buik ondersteund blijft.

4. Kan door slechts één zorgverlener opnieuw gesloten worden

Ook bij zwaarlijvige patiënten – geen extra personeel nodig.

5. Individueel aanpasbare compressie

Boven-, midden- en onderbuik afzonderlijk instelbaar voor maximaal comfort.

6. Omvormbaar tot tweebandssysteem

De bovenste band kan omlaag gevouwen worden bij zitten of rust – extra rugcomfort.

7. Optionele universele houder voor drainage of lijnen

Geen tape of veiligheidsspelden meer nodig – bevordert mobiliteit.

8. Versterkt inwendige sluiting met externe compressie

Vermindert zwelling, risico op hernia en bevordert wondgenezing.

9. Verbeterde houding en ademhaling

Ondersteunt een correcte houding en voorkomt postoperatieve longcomplicaties.

10. Kostenefficiënt en hoog rendement voor ziekenhuizen

Minder infecties, minder complicaties en kortere ligduur – meetbare ROI.

Specificaties

Merk	Qualiteam
SKU leverancier	QLY40-4XL
sku	1610568
Hoogte steunverband	40 cm
Omtrek	185 - 205 cm
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I