

1518925 - Bescherming voor ultrasound sonde - zonder latex - niet steriel - zonder glijmiddel - 1 x 72 st



Beschrijving

De Gyneas sondebescherming zonder latex is niet gesmeerd, niet-steriel en voor eenmalig gebruik. De sondebeschermer voorkomt kruisbesmetting. Het beschermt de arts en de patiënt tegen infectierisico's.

Deze Gyneas-sondebeschermers zijn gemaakt van polyisopreen, zijn zeer elastisch en resistent en maken het gebruik van verschillende sondematen mogelijk. Hun zuivere samenstelling maakt gebruik in optimale comfortomstandigheden mogelijk.

De sondebeschermers worden gebruikt voor uw medische beeldvormingsonderzoeken zoals echografie of doppler. Met de Gyneas-sondebeschermer kunt u een optimale beeldkwaliteit behouden en tegelijkertijd het materiaal beschermen.

De sondebescherming maakt het mogelijk, mits de aanbevelingen van de HCSP (Hoge Raad voor de Volksgezondheid) worden nageleefd, om :

- Het risico van overdracht van infectieuze agentia te voorkomen
- De niet-autoclaveerbare warmtegevoelige elementen van de sondes te beschermen
- De levensduur van de sondes te verlengen door de verandering van het materiaal door herhaalde desinfectie tot een minimum te beperken

Voordelen van het product :

- Duurzaam
- Elastisch
- Hoge kwaliteit
- Comfortabel voor de patiënt

Technische kenmerken :

- Niet-gesmeerde sondebeschermers
- Niet-steriel, voor eenmalig gebruik
- Ideaal voor echo- en dopplersonderzoeken
- Verpakking: doosje met 72 vaginale sondekapsjes
- Afmetingen (zonder verlenging): lengte 195 mm, diameter 33 mm
- Samenstelling: polyisopreen

Specificaties

Merk	Gyneas
sku	1518925
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I