

1015155 - Absorberende kompressen - steriel - 15 x 20 cm - 1 x 30 st



Beschrijving

Bastos Viegas steriel kompres verband met hoog absorptievermogen voor matig tot ernstige bloedingen en chronische wonden met matige tot hoge exsudatie. Secundair verband voor sterk exsuderende wonden.

Het verband bestaat uit diverse materialen:

- Wondzijde laag: wit polypropyleen met zeer lage hechting.
- Buitenlaag: blauw SMS polypropyleen met hydrofobe eigenschappen.
- Binnenlaag samengesteld uit cellulosepulp
- Middelste lagen van tissuepapier

Specificaties

Merk	Bastos Viegas
Steriel	Ja
sku	1015155
Aantal per verpakking	1 x 30 st
Lagen	5-laags
Maat	15 x 20 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is