

1533155 - Texa® verbandset 2 - steriel - 1 x 100 st



Beschrijving

Texa® verbandset 2 wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 1 x pincet groen vervaardigd uit kunststof
- 3 x gaasdeppers 30 mm diameter, 17-draads uit 100% katoen

Specificaties

Merk	Texa
Inhoud steriele sets	Gaasdepper 20 mm: 3st, pincet: 1st
sku	1533155
Blister	1-delig
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is