


1533156 - Texa® verbandset 3 - steriel - 1 x 60 st



Beschrijving

Texa verbandset 3 wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 5 x gaaskompressen 5 x 5 cm, 17-draads, 8-laags uit 100% katoen
- 1 x pincet groen 12,5 cm vervaardigd uit kunststof

Specificaties

Merk	Texa
sku	1533156
Blister	2-delig
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa