

## SCB2530129 - Schiller Pediatric pads voor Fred Easy / DG4000 / DG5000 - 1 st



### Beschrijving

De kinderelektroden zijn geschikt voor de FRED Easy, DG4000 en DG5000. Ze zijn ontworpen voor kinderen van 1-8 jaar, tot 25 kg. Zodra de kinderelektroden op de defibrillator worden aangesloten, wordt het schokniveau automatisch verlaagd. De elektroden zijn zelfklevend.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Schiller
<b>sku</b>	SCB2530129
<b>Type verpakking</b>	Stuk