


1559769 - VK Pad - niet inklevende kompressen - steriel - 5 x 5 cm - 1 x 100 st



Beschrijving

MaiMed® VK Pad is een gebruiksklaar steriel, niet-klevend kompres van non - woven materiaal met een coating van PE-folie. Het VK-kompres heeft een hoog absorptievermogen en wordt gebruikt voor de uitwendige verzorging van sterk afscheidende wonden.

Specificaties

Merk	Maimed
Steriel	Ja
sku	1559769
Aantal per verpakking	1 x 100 st
Lagen	2-laags
Maat	5 x 5 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is