

**1621960 - ECG elektroden - resting - solid - baby/pediatric - 30 mm
- 40x50 st**



Beschrijving

Deze elektroden zijn ideaal voor het nemen van rust ECG's. Het polyethyleen schuim wordt gekenmerkt door zijn lichtheid, elasticiteit, duurzaamheid en zijn waterafstotende eigenschap. Het schuim is gecoat met een acrylaatlijm voor een goede hechting.

Specificaties

Merk	Sorimex
sku	1621960
Normeringen	ISO 13485:2016-04
Radio opaque	Ja
Basismateriaal	Polyethyleenschuim
Doelgroep	Baby
Gelsoort	Solid gel
Maat	30 mm
Materiaal drukknop aansluiting	Inox
Shelflife	3 jaar
Toepassing	Resting tests
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I