

1009925 - Mepiform - 5 x 7,5 cm - 1 x 5 st



Beschrijving

Mepiform® is ontworpen om oude littekens te behandelen en nieuwe hypertrofe of keloïdlittekens te voorkomen. Het kan ook worden gebruikt als een profylactische behandeling op gesloten wonden ter voorkoming van hypertrofe of keloïdlittekens.

De Safetac® laag zorgt ervoor dat het verband kan worden verwijderd en opnieuw kan worden aangebracht zonder dat de hechtingseigenschappen verloren gaan met eenvoudige verwijdering terwijl het zacht voor de huid blijft.

Mepiform® van **Mölnlycke** is comfortabel voor de patiënt en gemakkelijk te gebruiken.

Voordelen

- Zelfklevend littekenverband voor de behandeling van bestaande littekens of om nieuwe te voorkomen
- De Safetac® laag is gemakkelijk te verwijderen en opnieuw aan te brengen en is zacht voor de huid
- Verkrijgbaar als steriel of niet-steriel verbandmiddel

Specificaties

Merk	Mölnlycke
Steriel	Ja
Zelfklevend	Ja
sku	1009925
Maat	5 x 7,5 cm
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is