

1560006 - MST-3000 specimen trap - tube 14 cm - 25 ml - 1 x 50 st



Beschrijving

Deze mucus specimen trap met een buislengte van 14 cm en een reserveschroefdop is ontworpen om slijmmonsters te verkrijgen voor microbiologisch onderzoek. De trap van 25 ml is steriel individueel verpakt en beschikt over een bevestiging voor zuigkatheter en zuigverbindingsbuis en een patiëntenlabel.

Specificaties

Merk	Pennine
Product afmetingen	L 14 cm
Steriel	Ja
sku	1560006
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is